



“상상이 이뤄지는 다카라 qPCR 랜드”
상상이상으로 편리한

qPCR 기기
프로모션가
만나세요!

~6월 28일(금)까지



CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System (4ch) (#640231)

- 초심자도 사용이 편리한 소프트웨어
: 사용하던 PCR 조건과 plate 셋팅 함께 불러오기 기능 등
- 편리한 8 wells x 12열 gradient 셋팅
- 터치스크린을 장착한 stand-alone type (제어용 PC 연결은 옵션)



*기기 데모 및 구매 문의는 **다카라코리아 고객센터** 또는
담당 대리점으로 문의주세요.

..... **함께 사용하면 실험 효율 up! 실험시간 down!**



뛰어난 성능이 가득- 최상위 TB Green® perfect premix

TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR (#RR830A)

- 특이성 높은 고속 반응 : extension time 10초, primer dimer를 억제하는 buffer 조성
- Perfect premix: 기기 상관없이 공통으로 사용하는 universal reference dye premixed
- Visualization dye로 피펫팅 오류 방지, UNG로 cross contamination 방지

샘플신청하기



시약 두 개로 gDNA 제거부터 RT까지 끝! 더 편리한 RT premix

PrimeScript™ FAST RT reagent Kit with gDNA Eraser (#RR092A)

- gDNA Eraser Premix로 gDNA 제거 2분 & RT Premix로 10분만에 cDNA 합성 완료

gDNA 제거 컬럼으로 고순도 RNA 정제 실현

TaKaRa MiniBEST Universal RNA Extraction Kit (#9767A)

- 하나의 buffer로 다양한 동/식물 조직 및 세포, bacteria에서 total RNA 추출
- 기본 구성인 gDNA 제거 컬럼으로 간편하게 gDNA 제거



WN400
목격담

#설정너무편해요

#너무귀여워

#요만한계
gradient?

#실험실
공간 확보에 굿

#이렇게
작아요?

#한손들기
쉽가능

상상이상으로 컴팩트한 PCR 기기,
프로모션가로 만나세요.

~6월 28일(금)까지

Clontech PCR Thermal Cycler GP (#WN400)

- 실험실 자리를 차지하지 않는 컴팩트한 사이즈
: 18.5 cm x 28 cm, 무게 4.3 kg
- 사용자가 편리한 소프트웨어 설정
: 간편한 8 wells x 12열 gradient PCR, touch down PCR 셋팅



*기기 데모 및 구매 문의는 [다카라코리아 고객센터](#) 또는 [담당 대리점](#)으로 문의주세요.

완벽한 PCR 짝꿍, Template 서열 그대로, 꾸밈없이 정직하게 증폭하는

High fidelity PCR 효소

Cloning

Long
range PCR

GC-rich

NGS
(targeted seq)

HLA typing

다재다능한 PCR 효소

'PrimeSTAR® DNA Polymerase' 시리즈




#서열 그대로
#꾸밈없이 정확하게
#간이한 검증

샘플
신청하기



특징	Code	제품명	용량
베스트셀러 PCR 효소	R050A	PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase	250 U
편리함의 끝판왕	R052A	PrimeSTAR® GXL Premix Fast, Dye plus	200 회
Maximum fidelity NEW	R047A	PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2	100 회



Efficiency
Convenience
Optimized master mix
DRY
동결건조, 실온보관

DNA와 RNA만 있으면 RT 끝!

편리하고 효율적인 동결건조 & 실온보관 RT master mix

- ✓ RNA to cDNA EcoDry™ Premix (Double Primed) (#639549)
- ✓ RNA to cDNA EcoDry™ Premix (Oligo dT) (#639543)
- ✓ RNA to cDNA EcoDry™ Premix (Random Hexamers) (#639546)

다카라코리아바이오메디칼(주)

고객지원 02-2081-2510
(제품문의) support@takara.co.kr

대전지사 042-828-6525
(대전-충청) tkbd@takara.co.kr

지역별 전문 대리점

그린비바이오(주)(서울인천경기)
(주)에스앤씨(서울인천경기)
지더블유바이오텍(주)(서울인천경기)
베리사이언스(전북)

02-2633-7114
1644-5778
02-2140-3300
063-253-0370

위너스랩(전북 농진청 산하기관 한정)
(주)진성에스엠알(광주, 전남)
(주)프라임텍(강원)
브니엘바이오(주)(대구, 경북)

063-902-1277
062-672-7631
033-244-6969
053-381-3611

코어젠(부산 울산 경남)
이엔바이오(전주)
(주)셀프스(제주)

051-621-0924
055-761-1036
064-722-6707